

 Hospital Regional Universitario CARLOS HAYA Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD		GUÍA DE EXTRACCIONES DE PRUEBAS ESPECIALES: RECEPCIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS				
	CÓDIGO	FECHA EMISIÓN - ULTIMA REVISIÓN	EDICIÓN NUMERO	REVISADO	APROBADO	APROBADO
	PRO - 02 A Ed 2		15(ABRIL 2010)	SUPERVISOR RAFAEL INFANTES VIANO	JEFE DE SERVICIO VIDAL PEREZ	JEFE DE SERVICIO ANABEL HEININGER
	LA DETERMINACIÓN	EN AZUL	PUEDEN SER	EXTRAÍDAS	EN ATENCIÓN	PRIMARIA
	DETERMINACIÓN	MUESTRA-CONTENEDOR	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	PROCESAMIENTO EN RECEPCIÓN DEL LAB.H.M.I	ENVÍO A	HORA DE ENVÍO
1	ANTICUERPOS ANTIFOSFOLÍPIDOS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
2	5 OH INDOLACÉTICO	ORINA	FRASCO DE ORINA DE 24H ACIDIFICADA		HORMONAS H.CIVIL	DIARIO. 8-13:30
3	11- DESOXICORTISOL	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADO	ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
4	17 B ESTRADIOL	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO. 8-13:30

5	17- HIDROXIPREGNE NOLONA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DO	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
6	17-OH- PROGESTERONA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO. 8-13:30
7	21 HIDROXILASA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	CONGELADO	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
	25 OH Coleciferol Vitamina D3	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERAD O	HORMONAS	DIARIO.8-13:30
8	A. ACETIL SALICILICO	SUERO	TUBO 5 ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		URGENCIAS	24HORAS
9	A. ANTIRRECEPTOR ACETILCOLINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DO	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
10	A. LÚPICO	PLASMA CITRA TADO	3 TUBOS DE PROTROMBINA.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AC. LÚPICO	REFRIGERA DA	CARLOS HAYA	DIARIO. ENVIAR ANTES DE LAS 12:OOH
11	A.C.T.H.	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN ACTH	REFRIGERA DA	H. M. I.	DIARIO.8-13:30
12	A.R.P. ACTIVIDAD RENINA PLASMATICA	EDTA	MANTENER WINTROBE REFRIGERADO ANTES DE LA EXTRACCIÓN.PONER EN EL TAPÓN CORONA FUCSIA. IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE RENINA	FRIO CENTRIFU GAR A 4 °C.	HORMONAS	DIARIO.8-13:30
13	A1 ANTITRIPSINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30

14	AC. ANTI 21 OH	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
15	AC. ANTIBORRELIA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		SEROLOGÍA	DIARIO.8-13:30
16	AC. ANTILISTONA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
17	AC. VALPROICO	SUERO	TUBO 5 ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I	DIARIO.8-13:30 y 24 HORAS
18	AC.VALPROICO. VALPROATO SÓDICO. DEPAKINE. AVP.	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO. IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I	DIARIO.8-13:30 y 24 horas
19	ACETAMINOFENO (PARACETAMOL)	SUERO	TUBO DE 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I	24HORAS
20	ACETIL COLINESTERASA	LÍQUIDO AMNIÓTICO	2ML	REFRIGERADA	REFRIGERADA	DIARIO.8-13:30
21	ACETILCOLINESTERASA EN SANGRE	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN ACETILCOLINESTERASA	REFRIGERADA	REFRIGERADA JUNTO RESULTADO DE HB	DIARIO.8-13:30
22	ACETOACETATO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
23	ACIDO METIL-MALONICO	ORINA	ORINA: 10ML 1ª ORINA DE LA MAÑANA SUERO: TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	CONGELADO, VOLUMEN MÍNIMO 2ML DE SUERO	ENTIDAD AJENA. BAJO PETICIÓN ESPECIAL JEFE DE SERVICIO	DIARIO.8-13:30
		SUERO				

24	ACIDO AMINOBUTÍRICO = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
25	ÁCIDO AMINOBUTÍRICO = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
26	ACIDO ASPÁRTICO = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
27	ÁCIDO ASPÁRTICO = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
28	ACIDO BETA-HIDROXIBUTIRATO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
29	ÁCIDO GLUTÁMICO = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
30	ACIDO GLUTÁMICO = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
31	ACIDO ÚRICO EN TTO CON RASBURICASA	PLASMA	TUBO VACÍO HEPARINIZADO CON HEPARINA SÓDICA. 2ML DE SANGRE	HIELO	H.M.I URGENCIAS	DIARIO
32	ACIDO VALPROICO (VALPROATO SÓDICO)	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I	DIARIO.8-13:30

33	ACIDO VANILMANDELICO	ORINA	FRASCO DE ORINA ACIDIFICADA DE 24 HORAS		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
34	ACIDOS BILIARES	SUERO	TUBO 4 CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. ORINA	DIARIO.8-13:30
	ACIDOS GRASOS CADENAS LARGAS	SUERO	TUBO 4 CC/8CC CON GEL SEPARADOR		BAJO PETICIÓN ESPECIAL JEFE DE SERVICIO O ACULTATIVO	ENTIDAD AJENA
35	ACIDOS ORGANICOS	PLASMA CON HEPARINA DE LITIO	TUBO DE 4CC/9CC PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AC. ORGÁNICOS	ENVIAR CONGELADO	ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
36	ACTIVIDAD TIAPURINICA METIL TRANSFERASA	SANGRE CON HEPARINA DE LITIO	TUBO DE 4CC/ 9CC. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AC. TIAPURÍNICA	FRIO	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
	ADH=HORMONA DIURÉTICA	SUERO	TUBO 4 CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
37	ADENOVIRUS (PCR)	LCR, ASPIRADO NASOFARÍNGEO, HISOPO CONJUNTIVAL, ORINA, HECES	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

38	ADRENALINA- NORADRENALINA	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN ADRENALINA	FRIO	ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
39	AG SGA	FROTIS	TORUNDA		URGENCIAS	DIARIO.DE 8-20H
	AGREGACIÓN PLAQUETARIA	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AG. PLAQUETARIA	PREVIA CITA TF.951292490	H.M.I	
		PLASMA CITRA TADO	5. TUBOS DE PROTROMBINA. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR LOS TUBOS CON LA INSCRIPCIÓN AG.PLAQUETARIA			
40	ALANINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
41	ALANINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
42	ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA OROSOMUCOIDE	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
43	ALFA-2- ANTIPLASMINA	PLASMA CITRA TADO	TUBO DE COAGULACIÓN		HMI	DIARIO.8-13:30
44	AMIKACINA	SUERO	TUBO 5 ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		HMI	DIARIO.8-13.30

45	AMIKACINA. AK	SUERO	TUBO 5 ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I	DIARIO.8-13.30
46	AMINOACIDOS EN SANGRE	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
47	AMINOÁCIDOS EN ORINA	ORINA	10 ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
48	AML1-ETOL (INV 8,21)	EDTA	3 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR. HEMATOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
49	AMONIACO = AMONIO	EDTA	WINTROBE	METER EN HIELO	H.M.I URGENCIAS	24 HORAS
50	AMONIO	EDTA	WINTROBER	METER EN HIELO.	HMI	24 HORAS
51	ANA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOIMNUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13.30
52	ANCA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13.30
53	ANFETAMINAS	ORINA	TUBO AL VACIO 10,5CC TAPÓN AMARILLO		H.M.I Urgencias	24HORAS
54	ANTI - INSULINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
55	ANTI B2 GPI	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I ORINA	DIARIO.8-13:30

56	ANTI B2 GPII	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I ORINA	DIARIO.8-13:30
57	ANTI DELTA IGG O IGM	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
58	ANTI DNA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		CARLOS HAYA. AUTOINMUNIDAD	DIARIO 8-13:30
59	ANTI HBC	SUERO	TUBO 4 CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I AUTOMATIZACIÓN	DIARIO.8-13:30
60	ANTI PCC	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR			DIARIO.8-13:30
61	ANTI SCL 70	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
62	ANTICUERPOS ANTI ANFIFISINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
63	ANTIC. ANTI ENDOMISIO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. ORINA	DIARIO.8-13:30
64	ANTIC. ANTI GLIADINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I ORINA	DIARIO.8-13:30
65	ANTICÉLULAS PARIETALES	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		C.HAYA. AUTOINMUNIDAD	DIARIO.8-13:30
66	ANTICENTROMERO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		C. HAYA. AUTOINMUNIDAD	DIARIO.8-13:30
67	ANTICUERPO ANTIRECEPTOR P (ACP PO)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS. H.CIVIL	DIARIO.8-13:30
68	ANTICUERPO ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30

69	ANTICUERPO ANTIOVARIO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
70	ANTICUERPO ANTIPANCREAS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS. H.CIVIL	DIARIO.8-13:30
71	ANTICUERPOS ANTI R-TSH =TSI	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
72	ANTICUERPOS ANTI ANCA ATÍPICO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
73	ANTICUERPOS ANTI ANCA-C	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
74	ANTICUERPOS ANTI ANCA-P	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
75	ANTICUERPOS ANTI CV2	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
76	ANTICUERPOS ANTI DNA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
	ANTICUERPOS ANTI EQUINOCOCUS=HI DATIDOSIS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
77	ANTICUERPOS ANTI FACTOR INTRÍNSECO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO. 8-13:30
	ANTICUERPOS ANTI HLA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS	DIARIO. 8-13:30

78	ANTICUERPOS ANTI HU	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
79	ANTICUERPOS ANTI INMUNO (NEUROMIELITIS OPTICA O NMO)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
80	ANTICUERPOS ANTI JO-1	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		CARLOS HAYA AUTOINMUNIDAD	DIARIO. 8-13:30
81	ANTICUERPOS ANTI LKM	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
82	ANTICUERPOS ANTI MA1	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
83	ANTICUERPOS ANTI MA2	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
84	ANTICUERPOS ANTI MITOCONDRIALES (AMA)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
85	ANTICUERPOS ANTI MÚSCULO LISO o ASMA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
86	ANTICUERPOS ANTI MICROSOMIALES	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
87	ANTICUERPOS ANTI RI	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

88	ANTICUERPOS ANTI Rnp	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
89	ANTICUERPOS ANTI SÍNDROME SJOGREN (SS. A/RO Y S.S..B/LA)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		C. HAYA. AUTOINMUNIDAD	DIARIO.8-13:30
90	ANTICUERPOS ANTI Sm	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
91	ANTICUERPOS ANTI SSA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
92	ANTICUERPOS ANTIGLÁNDULAS HIPOFISARIAS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADO	ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
93	ANTICUERPOS ANTI-M2 (MITOCONDRIAL)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
94	ANTICUERPOS ANTI-MPO (ANCA)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
95	ANTICUERPOS ANTINEUTRÓFILOS = ANCA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		C.HAYA. AUTOINMUNIDAD	DIARIO.8-13:30

96	ANTICUERPOS ANTIPLAQUETARIOS	EDTA	WINTROBE 4 TUBOS ANTES DE LA EXTRACCIÓN LLAMAR AL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	3 TUBOS REFRIGERADOS	MANDAR A ENTIDAD AJENA (CERBA)LOS 3 TUBOS REFRIGERADOS + RESULTADO DE HEMATOLOGÍA	DIARIO.
97	ANTICUERPOS ANTI-PR3 (ANCA)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
98	ANTICUERPOS ANTIRECEPTOR DE ACETILCOLINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADO	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
99	ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. BIOQUÍMICA	DIARIO.8-13:30
100	AC. ANTITIROSIDINA QUINASA MÚSCULO ESPECÍFICA (MUSK)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
101	ANTICUERPOS B	EDTA	WINTROBE		BANCO DE SANGRE	DIARIO.8-13:30
102	ANTICUERPOS CITOTÓXICOS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		INMUNOLOGÍA	DIARIO.8-13:30
103	ANTICUERPOS DE HIV CONFIRMACIÓN	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR.IDENTIFICAR TUBO CON CORONA FUCSIA.VER PROTOCOLO 355		H.M.I	DIARIO.8-13:30

104	ANTICUERPOS IGG ANTICAPSULAS SUPRARRENALES	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DO	ENTIDAD AJENA	DE LUNES A JUEVES.8-13:30
105	ANTICUERPOS IgG DELTA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
106	ANTICUERPOS IGM CORE DE LA HEPATITIS B	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
107	ANTICUERPOS IRREGULARES	EDTA	WINTROBE		BANCO DE SANGRE	DIARIO.8-13:30
108	ANTICUERPOS SSB	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMU NIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
109	ANTICUERPOS TR	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
110	ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS	ORINA	TUBO AL VACIO 10,5CC TAPÓN AMARILLO		H.MI. URGENCIAS	24HORAS
111	ANTI- GANGLIOSIDOS IGG	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
112	ANTI- GANGLIOSIDOS IGM	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
113	ANTIGENEMIA		DESCATALOGADO			
114	ANTÍGENO HIV-P24	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		C.HAYA. INMUNOLOGÍ A	DIARIO.8-13:30
115	ANTIPLASMODIUM	EDTA	WINTROBE		H.M.I BACTERIO LOGÍA	DIARIO 8-13:30
116	ANTIRECEPTOR TSH	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO 8-13:30

117	ANTIRETICULINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
118	ANTITOPOISOMERAS= AC.ANTI-SCL 70	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		C.HAYA. AUTOINMUNIDAD	DIARIO. 8-13:30
119	ANTI-TOXACARACANIS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
120	ANTITROMBINA III	PLASMA CITRATADO	TUBO DE PROTROMBINA	FRIO	M.I. COAGULACIÓN	DIARIO.8-13:30
121	ANTI VHA TOTAL	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO. 8-13:30
122	ARGININA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
123	ARGININA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
124	ARP-ALDO ESTÍMULO	SE EXTRAER EN HORMONAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				

125	ARP-ALDO FRENACIÓN	SE EXTRAER EN HORMONAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
126	ASLO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
127	ASPARAGINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
128	ASPARAGINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
129	ASPERGILLUS (CURVA DE ASPERGILLUS)	SE EXTRAER EN HORMONAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
130	AT. III	PLASMA CITRATADO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TUBO ETIQUETA PEQUEÑA Y EN EL TAPÓN CORONA NARANJA , SIEMPRE QUE NO ESTÉ DENTRO DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA		H.M.I. COAGULACIÓN	DIARIO.8-13:30

131	BACTERIAS PATÓGENAS (PCR)	CONSULTA R	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
132	BANDAS OLIGOCLONALES IGG	LCR	TUBO DE LCR Y TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR	DEBEN CENTRIFUGARSE Y CONGELAR EL SUERO Y EL LCR A -40°C	CARLOS HAYA. DRA. ANDREA	DIARIO.8-13:30
		SUERO				
133	BARBITURICOS	ORINA	TUBO AL VACIO 10,5CC TAPÓN AMARILLO		H.M.I. Urgencias	24HORAS
134	BARTONELLA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO 8-13:30
135	BARTONELLA HENSELAE (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR BARTONELLA PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO 8-13:30
		ASPIRADO				
		ORINA	10 ML			
		SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN BARTONELLA PCR			

136	BC.-ABL (INV 9,22)	EDTA	3 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR. HEMATOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
	BCR.-ABL	EDTA	2 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR. HEMATOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
137	BCL1-BCL2 (INV.14.185)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA BIOLOGÍA MOLECULAR. HEMATOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
138	BENCE-JONES=IMNUO FIJACIÓN	ORINA	10 ML. U ORINA DE 24 H. IDENTIFICAR EL TUBO CÓNICO CON UNA PEGATINA PEQUEÑA Y ROTULAR COMO AISLADA O JONES.ANOTAR DIURESIS SI LA TRAE		C. HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.8-13.30
139	BENZODIACEPINAS	ORINA	TUBO AL VACIO 10,5CC TAPÓN AMARILLO		H.M.I.Urgencias	24HORAS
140	BETA - OH - BUTIRATO Y ACETOACETATO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADO	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
141	BK POLIOMAVIRUS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN BK	REFRIGERADO	C.HAYA MICROBIOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H

142	BK POLIOMAVIRUS	ORINA	10ML.	ENVÍO INMEDIATO A 4°C	C.HAYA MICROBIOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
143	BORDETELLA SP. (PCR)	ASPIRADO NASOFARÍNGEO O ESCOBILLÓN, LAVADO BRONCOALVEOLAR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
144	BORRELIA (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR BORRELIA PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
		LCR				
145	BRUCELLA (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR BORRELIA PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
		LCR				
146	C.1 INHIBIDOR	PLASMA CITRATADO	TUBO DE PROTOMBINA + SUERO (4 c.c) MANTENER LOS TUBOS REFRIGERADOS ANTES DE LA EXTRACCIÓN.PONER EN	METER EN HIELO INMEDIATA	CARLOS HAYA.	DIARIO. ANTES DE LAS 12 H. SIN

		SUERO	AMBOS TUBOS CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN DE C1 INHIBIDOR	MENTE TRAS EXTRACCIÓN	INMUNOLOGÍA	CENTRIFUGAR
147	C.1 Q ESTERASA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
148	C.H. 100	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN CH 100	METER EN HIELO INMEDIATA MENTE TRAS EXTRACCIÓN	CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
149	C.H.50	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN CH 50	METER EN HIELO INMEDIATA MENTE TRAS EXTRACCIÓN	CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
150	C.L.U. CORTISOL LIBRE URINARIO	ORINA	FRASCO DE ORINA DE 24H		H.M.I. INMUNOQUÍMICA	DIARIO.8-13:30
151	C-282-Y	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN C-282-Y		BIOLOGÍA MOLECULAR HEMATOLOGÍA	DIARIO.8-13:30
152	C3, C4	SUERO	TUBO 4CC/8CCCON GEL SEPARADOR		H.M.I. BIOQUÍMICA	DIARIO. 8-13:30
153	C5 COMPLEMENTO	SUERO	TUBO 4CC78CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
154	CA IÓNICO	CAPILAR DE GASOMETRÍA CON HEPARINA EQUILIBRADA	1 CAPILAR		H.M.I. URGENCIAS	24 HORAS

155	CALCITONINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
156	CANNABIS	ORINA	TUBO AL VACIO 10,5CC TAPÓN AMARILLO		H.M.I. URGENCIAS	24HORAS
158	CAPACITACIÓN DE SEMEN = REM	SEMEN	FRASCO DE 100ML.TAPÓN ROJO.SE ENVIARÁ AL PACIENTE A LA SECCIÓN DE ORINA		H.M.I ORINA	DIARIO.10-10:30H
159	CARBAMACEPINA. TEGRETOL. CMZ	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO. IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I. URGENCIAS	DIARIO.8-13:30 y 24 HORAS
160	CARGA VIRAL CMV	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN CMV-PCR	REFRIGERADO	C.HAYA. MICROBIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
161	CARGA VIRAL H.I.V.	SANGRE CON EDTA K2	WINTROBE DE 5 C.C. CON SEPARADOR. TAPÓN BLANCO		CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
162	CARGA VIRAL HBV	SUERO	TUBO DE 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN CARGA VIRAL HBV	REFRIGERADO	CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
163	CARGA VIRAL HCV	SUERO	TUBO DE 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN CARGA VIRAL HCV	REFRIGERADO	CARLOS HAYA INMUNOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
164	CAT COMBI	ORINA	FRASCO DE ORINA 24H ACIDIFICADA		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
165	CATECOLAMINAS	ORINA	FRASCO DE ORINA DE 24H ACIDIFICADA		HORMONAS	DIARIO.8-13:30

166	CATECOLAMINAS	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON CATECOLAMINAS		ENTIDAD AJENA. BAJO PETICIÓN ESPECIAL JEFE DE SERVICIO	DIARIO.8-13:30
167	CD-20	EDTA	2 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON C 20		CARLOS HAYA. HEMATOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12:00 H
168	CD-34	EDTA. PREVIA CITA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN CD-34		CARLOS HAYA HEMATOLOGÍA	ANTES DE LAS 8:00 H
169	CD-4	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN DE SUBPOBLACIONES. ADEMÁS LLEVA CÓDIGO DE BARRAS SIN LEYENDA. EL TUBO DEBE ESTAR PREVIAMENTE REFRIGERADO		CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 10H
170	CELULAS DE SESARY	EDTA	1 WINTROBE. 2 EXTENSIONES.Comunicar a la sección de Citoquímica.Telf.902335		H.M.I	DIARIO.8-13:30
171	CÉLULAS G1 O ACANTOCITOS = MORFOLOGÍA HEMATÍES	ORINA	10ML.		H.M.I	DIARIO.8-13:30
172	CELULAS NARANJAS	EDTA	1 WINTROBE. 2 EXTENSIONES.Comunicar a la sección de Citoquímica.Telf.902335		H.M.I	DIARIO.8-13:30

173	CERULOPLASMINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I.BIOQUÍMICA	DIARIO.8-13:30
174	CHAGAS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. SEROLOGÍA	DIARIO.8-13:30
175	CICLO GONADAL	SE EXTRAE EN HORMONAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
176	CICLOS GONADALES	SE EXTRAE EN HORMONAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
177	CICLOSPORINA	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN CICLOSPORINA.	REFRIGERADO A 4°C	CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
178	CISTATINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN CISTATINA. EN BOLSA DE PLÁSTICO, CON VOLANTE Y HOJA DE DATOS CLÍNICOS ADJUNTA	CENTRIFUGADA	CARLOS HAYA BIOQUÍMICA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H

179	CISTINA=CISTINA EN LEUCOCITOS	TUBO DE HEPARINA DE LITIO	4 TUBOS DE 4CC/9CC. TAPÓN VERDE(HEPARINA DE LITIO) PREGUNTAR ANTES DE EXTRAER EN LABORATORIO (JEFE DE SERVICIO)		ENTIDAD AJENA	
180	CISTINA EN ORINA	ORINA	10ML DE ORINA DE 24H O MICCIÓN AISLADA (NIÑOS). INDICAR VOLUMEN DE 24H	REFRIGERADO	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
181	CITOMEGALOVIRUS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. SEROLOGÍA	DIARIO.8-13.30
182	CHAGAS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		SEROLOGÍA	DIARIO.8-13.30
183	CHAGAS (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON CHAGAS PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
184	CHLAMYDIAS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. SEROLOGÍA	DIARIO.8-13.30
185	CHLAMYDIAS PNEUMONIAE (PCR)	ASPIRADO NASOFARÍNGEO O ESCOBILLÓN, LCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30

186	CHLAMYDIAS PSITACCI (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON CHLAMYDIAS PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
187	CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (PCR)	ESCOBI LLÓN EN SECO	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
188	CMV-PCR CARGA VIRAL	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN CMV-PCR	REFRIGERADO	C.HAYA. MICROBIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
189	CMV-PCR CARGA VIRAL	LCR		ENVÍO INMEDIATO. (4°)	C.HAYA. MICROBIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
190	COBRE EN ORINA	ORINA	FRASCO ORINA DE 24H		C. HAYA	DIARIO.8-13:30
191	COBRE EN SANGRE	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		C.HAYA	DIARIO.8-13:30
192	COCAINA	ORINA	TUBO AL VACIO 10,5CC TAPÓN AMARILLO		H.M.I Urgencias	24HORAS
193	CORTISOL	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13.30
194	COXIELLA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		BACTERIOLOGÍA. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13.30

195	COXIELLA (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON COXIELLA PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
196	CRIOAGLUTININAS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I BANCO SANGRE	DIARIO.8-13:30
197	CRIOGLOBULINA	SUERO	2 TUBOS 4CC CON GEL SEPARADOR	ENVÍO INMEDIATO. SE DEBE MANTENER A 37°C	BANCO DE SANGRE	DIARIO.8-13.30
198	CROMOGRANINA	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN	REFRIGERA	ENTIDAD	DIARIO.8-13:30

		SUERO	COMOGRANINA O TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	DA	AJENA	
	COPROPORFIRINA	ORINA	FRASCO DE ORINA DE 24HORAS RESERVADA DE LA LUZ		CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
199	CUERPOS CETÓNICOS = ACETOACETATO = BETA-OH-BUTIRATO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
200	CURVAS DE GLUCOSA CON PEPTIDO C, INSULINA H.G.H.	SE EXTRAER EN HORMONAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
201	CYFRA 21-1	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
202	D3 ES VITAMINA D	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
203	DCR/ADL	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE GEN		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO. ANTES DE LAS 12:00 H

204	DEHIDRO-EPI-ANDROSTE SERIADA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
205	DEPAKINE	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANAPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS		H.M.I	DIARIO.8-13.30
206	DHEAS-S (DEHIDRO-EPI-ANDROSTERONA)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
207	DHT DEHIDROTESTOS TERONA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA.BAJO PETICIÓN ESPECIAL JEFE DE SERVICIO.	DIARIO.8-13:30
208	DIGOXINA. LANICOR. DGX	SUERO	TUBO 5 ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I	DIARIO.8-13.30 y 24 horas
209	DIMERO-D	PLASMA CITRATADO	TUBO DE PROTOMBINA		H.M.I. COAGULACIÓN	DIARIO. 8-13:30
	DNA PROVIRAL HIV	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON DNA PROVIRAL	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
210	DNA- HPV = VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	TORUNDA	TORUNDA SECA. IDENTIFICAR CON NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE		INMUNOLOGÍA	DIARIO. 8-13:30

211	DNA VHB CUALITATIVO	SUERO	TUBO DE 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DNA		ENTIDAD AJENA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
212	DOSIFICACION DE HB. A2 Y F O ELECTROFORE SIS DE HB	EDTA	EL WINTROBE SE IDENTIFICA CON UNA PEGATINA EN EL LATERAL CON CÓDIGO DE BARRAS Y ENCIMA DEL TAPÓN OTRA CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I. CITOQUÍMI CA	DIARIO.8-13:30
213	DOSIFICACIÓN DE FACTORES II, V, VII, VIII,IX ,X, XII, XIII	PLASMA CITRATA DO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TUBO ETIQUETA PEQUEÑA Y EN EL TAPÓN CORONA NARANJA , SIEMPRE QUE NO ESTÉ DENTRO DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE FACTORES. SE PRECISA UN TUBO POR CADA DOS FACTORES		H.M.I	DIARIO.8-13:30
214	DQ2-DQ8	PLASMA CITRATA DO	1TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE		CARLOS HAYA. INMUNOLO GÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
215	DQB1* 02-DQB1*08	PLASMA CITRATA DO	1TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE		CARLOS HAYA. INMUNOLO GÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H

216	DR4	PLASMA CITRATA DO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE		C.HAYA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
217	DRA = HLA	PLASMA CITRATA DO	1TUBO DE PROTROMBINA. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN HLA Y NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE	REFRIGERA DO	C.HAYA. INMUNOLO GÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12 H
218	DRB O DR 01 AL 18	PLASMA CITRATA DO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE		CARLOS HAYA. INMUNOLO GÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H.
219	DRB1* DEL 01 AL 18	PLASMA CITRATA DO	1TUBO DE PROTROMBINA. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE		CARLOS HAYA. INMUNOLO GÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
220	E2 = ESTRADIOL	SUERO	TUBO 4CC /8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. BIOQUÍMICA	DIARIO.8-13:30
221	EBV- PCR CARGA VIRAL	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN EBV-PCR	REFRIGERA DO	C.HAYA MICROBIO LOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H

222	EBV- PCR CARGA VIRAL	LCR		ENVÍO INMEDIATO A 4°C	C.HAYA. MICROBIOLO GÍA MOLECULAR	
223	ECA = ENZIMA CONVERTIDORA ANGIOTENSINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR O L.C.R	REFRIGERA DO	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30H
		LCR				
224	EJERCICIO H.G.H.	SE EXTRAE EN HORMNAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
225	ENA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMU NIDAD. C.HAYA	DIARIO.8-13:30
226	ENOLASA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. BIOQUÍMICA	DIARIO.8-13:30
227	ENTEROVIRUS (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON ENTEROVIRUS PCR	ES IMPRESCIN DIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
		LCR, ASPIRADO NASOFA RÍNGEO, HECES				
228	ERITROPOYETINA = EPO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		BIOQUÍMICA	DIARIO.8-13:30

229	ESTÍMULO CON FUROSEMIDA	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
230	ESTUDIO DE CAPACIDAD OXIDATIVA DE LOS NEUTROFILOS	HEPARINA DE LITIO	SOLO SE REALIZA EN INMUNOLOGÍA DE C. HAYA PREVIA CITA TLF. 901278	SE CONTACTARÁ CON JEFE DE CELADORES PARA EL TRASLADO DE LA MUESTRA QUE DEBERÁ LLEGAR A LAS 8:30H EN INMUNOLOGÍA		
231	ESTUDIO DE FIBRINOLISIS	SE SACA SÓLO EN C. HAYA				

232	ESTUDIO DE GENÉTICA DE SÍNDROME DE PEUTZ-JEGGER	SE ENVÍA A GENÉTICA				
233	ESTUDIO DE HEMOFILIA	SUERO PLASMA CITRATADO EDTA	3 TUBOS DE 8 CC CON GEL SEPARADOR, 3 TUBOS DE PROTOMBINA Y 1 WINTROBE. PONER EN LOS TAPONES CORONAS VERDES	CENTRIFUGAR Y DECANTAR SUERO Y PLASMA. EL WINTROBE SE ENVÍA NORMAL	CARLOS HAYA . HEMATOLOGÍA (CRIOBIOLOGÍA)	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
234	ESTUDIO DE RESISTENCIAS GENOTÍPICAS DE LA CARGA VIRAL	EDTA	WINTROBE 7CC CON GEL SEPARADOR. TAPÓN BLANCO		CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
235	ESTUDIOS DE TROMBOFILIA	SUERO PLASMA CITRATADO EDTA	6 TUBOS 3,5CC DE PROTOMBINA. 1 TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR.4 WINTROBE. PONER EN LOS TUBOS DE CITRATO Y EDTA CORONA VERDE			DIARIO.ANTES DE LAS 12H
236	ETANOL	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.		H.M.I.URGENCIAS	24 HORAS

237	EVERÓLIMUS	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN EVERÓLIMUS		CARLOS HAYA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
238	EXPRESIÓN HLA II (DÉFICIT)	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN DE HLA II		CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12:00 H
239	FACTOR V LEIDEN	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN F. V LEIDEN Y B.M	REFRIGERADA	CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR HEMATOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H.
240	FACTOR II-20210	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CON CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR HEMATOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
241	FACTOR Xc	PLASMA CITRATADO	1 TUBO DE PROTOMBINA. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA EL VOLANTE Y LA SANGRE DEBE IR A COAGULACIÓN. LA EXTRACCIÓN SE HARÁ A LAS 4 HORAS DE HABERSE PUESTO LA HEPARINA EL PACIENTE		H.M.I. COAGULACIÓN	DIARIO. 8-13:30

242	FAG O ÍNDICE DE FAG	EDTA	EL WINTROBE SE IDENTIFICA CON UNA PEGATINA EN EL LATERAL CON CÓDIGO DE BARRAS Y ENCIMA DEL TAPÓN OTRA CON CÓDIGO DE BARRAS. SECCIÓN CITOQUÍMICA. TELF.902335		H.M.I. CITOQUÍMICA	DIARIO.8-13:30
243	FENILALANINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOÁCIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
244	FENILALANINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
245	FENITOINA. DIFENILHIDANTOINA. EPANUTIN. DPH	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I	DIARIO.8-13:30 y 24 horas
246	FENOBARBITAL. LUMINAL GARDENAL PB	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I	DIARIO.8-13:30 y 24 horas
247	FENOTIPO α 1 ANTITRIPSINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30

248	FIBRINÓGENO COAGULATIVO	PLASMA CITRATA DO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TUBO ETIQUETA PEQUEÑA Y EN EL TAPÓN CORONA NARANJA , SIEMPRE QUE NO ESTÉ DENTRO DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE FIBRINÓGENO		H.M.I. COAGULA CIÓN	DIARIO. 8-13:30
	FILTRADO GLOMERULAR	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		BIOQUÍMICA	DIARIO. 8-13:30
	FISH	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CON CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON FISH		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
249	FOLATOS ERITROCITOS		DESCATALOGADO			
250	FOSFATASA ALCALINA GRANULOCITARIA O ÍNDICE DE FAG	EDTA	EL WINTROBE SE IDENTIFICA CON UNA PEGATINA EN EL LATERAL CON CÓDIGO DE BARRAS Y ENCIMA DEL TAPÓN OTRA CON CÓDIGO DE BARRAS.SECCIÓN CITOQUÍMICA. TELF.902335		H.M.I. CITOQUÍMI CA	DIARIO.8-13:30

251	FRENACIÓN CON DEXAMETASONA	SE EXTRAE EN HORMONAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
252	FUNCIÓN PLAQUETARIA (PFA)	PLASMA CITRATADO	1 TUBO DE PROTOMBINA. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN DE PFA Y NO CENTRIFUGAR	NO CENTRIFUGAR	CARLOS HAYA. HEMATOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
253	G6PD = GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA	EDTA	EL WINTROBE SE IDENTIFICA CON UNA PEGATINA EN EL LATERAL CON CÓDIGO DE BARRAS Y ENCIMA DEL TAPÓN OTRA CON CÓDIGO DE BARRAS. SECCIÓN CITOQUÍMICA. TELF.902335		H.M.I. CITOQUÍMICA	DIARIO. ANTES DE LAS 9:30
254	GAD	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
255	GALACTOMANANO = ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS	SUERO	TUBO 5 CC CON GEL SEPARADOR.		C.HAYA. SEROLOGÍA	DIARIO.8-13:30

256	GALACTOSA 1 HURIDILTRANS FERASA	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCION GALACTOSA AVISAR ANTES AL FACULTATIVO DE METABOLOPATÍA		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
257	GASES SANGUINEOS	SANGRE TOTAL HEPARINIZADA	CAPILAR DE GASOMETRÍA ESTABILIZADA		H.M.I URGENCIAS	DIARIO.24 HORAS
258	GASTRINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30H
259	GEN - ALDOLASA	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN GEN ALDOLASA. ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DE PACIENTE		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
260	GEN PROTROMBINA	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN GEN PROTOMBINA	REFRIGERADA	CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
261	GEN C 282 Y = HEMACROMATOSIS	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE GEN		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO. ANTES DE LAS 12:00 H
262	GEN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA	ENVIAR A LA SECCIÓN DE GENÉTICA				

263	GEN H 63 A	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN GEN 63	REFRIGERADO	CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
264	GEN H 63 D	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE GEN		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR HEMATOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12:00 H
265	GEN MTHFR mutacion c677t	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN GEN MUTACIÓN	REFRIGERADA	BIOLOGÍA MOLECULAR CARLOS HAYA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
266	GENOTIPO HCV (VIRUS DE LA HEPATITIS C)	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN GENOTIPO HCV	FRIO	CARLOS HAYA. MICROBIOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
267	GENOTIPO HBV (VIRUS DE LA HEPATITIS B)	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN GENOTIPO VIRUS B.	CENTRIFUGAR, DECANTAR Y ENVIAR CONGELADO	ENTIDAD AJENA. BAJO PETICIÓN ESPECIAL JEFE DE SERVICIO	DIARIO.8-13:30
268	GENTAMICINA	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS		H.M.I	DIARIO.8-13:30

269	GENTAMICINA. GM	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO. IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I	DIARIO.8-13:30
270	GH	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
271	GH (SOG 75G)	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
272	GH ARGININA	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
273	GH CLONIDINA	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				

274	GH EJERCICIO+PROPA NOLOL	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
275	GH INSULINA	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
276	GLICINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
277	GLICINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

278	GLOBULINA ENLAZANTE DE HORMONAS SEXUALES O SHBG	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
279	GLUCAGÓN	SANGRE CON EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCION GLUCAGÓN (tubo refrigerado antes de la extracción) AVISAR ANTES AL FACULTATIVO DE INMUNOQUÍMICA	METER EN HIELO INMEDIATA MENTE TRAS EXTRACCIÓN CENTRIFUGAR A 4°C. SEPARAR EL PLASMA Y CONGELARLO INMEDIÁTA MENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
280	GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA O G6PD	EDTA	EL WINTROBE SE IDENTIFICA CON UNA PEGATINA EN EL LATERAL CON CÓDIGO DE BARRAS Y ENCIMA DEL TAPÓN OTRA CON CÓDIGO DE BARRAS.SECCIÓN CITOQUÍMICA. TELF.902335		H.M.I CITOQUÍMICA	DIARIO ANTES DE LAS 9,30 h
281	GLUTAMINA + HISTIDINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCION AMINOACIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30

282	GLUTAMINA + HISTIDINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
283	H.L.A. (Enf. CELIACOS) O DRA	PLASMA CITRATADO	1 TUBO DE PROTROMBINA DE 4,5 C.C o de 2 CC.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HLA.		CARLOS HAYA, COMUNICAR A INMUNOLOGÍA Tlf 901279	DIARIO. EXTRAER ANTES DE LAS 12 H.
284	H.L.A. B 27	EDTA	UN WINTROBE, PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN H.L.A. B 27. PONER CÓDIGO DE BARRAS		INMUNOLOGÍA	SÓLO LOS MIERCOLES. ANTES DE LAS 12H
285	H.L.A. B 5	PLASMA CITRATADO	1 TUBO DE PROTROMBINA DE 4,5 C.C o de 2 CC.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HLA B5	REFRIGERADO. ENVIAR CON FOTOCOPIA DEL VOLANTE	INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
286	H.L.A. B 51-52	PLASMA CITRATADO	1 TUBO DE PROTROMBINA DE 4,5 C.C o de 2 CC.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HLA B 51-52	REFRIGERADO. ENVIAR CON FOTOCOPIA DEL VOLANTE	INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
287	H-63-D	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN H-63-D	INMEDIATO A 4°C	BIOLOGÍA MOLECULAR .CARLOS HAYA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H

288	HCV GENOTIPO	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HCV.	FRIO	C.HAYA.MI CROBIOLO GÍA MOLECU LAR	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
289	HEMOCROMATO SIS = GEN DE HEMOCROMATO SIS (C 2824 Y H 630)	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN B.M		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECU LAR. HEMATOLO GÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H.
290	HEPATITIS B (PCR)	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HEPATITIS B PCR	ES IMPRESCINDI BLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
291	HEPATITIS B (CV)	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HEPATITIS B CV	ES IMPRESCINDI BLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
292	HEPATITIS B (MUTANTES TAG)	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HEPATITIS B MUTANTES TAG	ES IMPRESCINDI BLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

293	HEPATITIS C (PCR)	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HEPATITIS C (PCR)	CENTRIFUGAR, DECANTAR Y ENVIAR CONGELADO	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
294	HEPATITIS G (PCR)	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HEPATITIS G (PCR)	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
295	HERPES 6 IgG	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. SEROLOGÍA	DIARIO.8-13:30
296	HERPES VIRUS VI,VII,VIII (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON HERPES VIRUS PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
		ASPIRADO NASOFARÍNGEO O ESCOBILLÓN, LCR				
297	HGH	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30H

298	HGH TEST CORTO	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
299	HGH TEST LARGO	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
300	HIPOGLUCEMIA INSULINICA	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				

301	HISTAMINA	SANGRE TOTAL CON HEPARINA DE LITIO	TUBO 4CC79CC CON TAPON VERDE(HEPARINA DE LITIO).PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HISTAMINA	REFRIGERAD O	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
302	HISTAMINA	ORINA	ORINA DE 24H INDICAR VOLUMEN	REFRIGERAD O	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
303	HIV-1 (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON HIV-1 PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
304	HLA B 57-01	PLASMA CITRATADO	1TUBO DE PROTROMBINA. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON HLA-B 57-01		CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12:00H
305	HLA-B5701	PLASMA CITRATADO	1TUBO DE PROTOMBINA. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE		CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
306	HLA II	PLASMA CITRATADO	1TUBO DE PROTOMBINA. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN HLA II		CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H

307	HOMOCISTEINA	SANGRE CON EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HOMOCISTEINA (tubo refrigerado antes de la extracción) LA MUESTRA DEBE VENIR CENTRIFUGADA Y SEPARADA.	SE ENVIARÁ CON HIELO A DECANTACIÓN EN MENOS DE 30 MINUTOS SI NO SE DISPONE DE CENTRIFUGA.	H.M. I	
308	HOMOVANILICO	ORINA	FRASCO DE ORINA ACIDIFICADA DE 24 HORAS		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
309	HONGOS PATÓGENOS (PCR)	CONSULTA R	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
310	HPN = HEMOGLOBINA PAROSÍSTICA NOCTURNA	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON HPN		BANCO SANGRE. CARLOS HAYA	?
311	HSV 1 PCR	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HSV 1 PCR.	FRIO A 4°C	C.HAYA. MICROBIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO.ANTES DE LAS 12H.
312	HSV 1 PCR	LCR		ENVÍO INMEDIATO A 4°C	C.HAYA. MICROBIOLOGÍA MOLECULAR	
313	HSV 2 PCR	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN HSV 2 PCR.	FRIO A 4°C	C.HAYA. MICROBIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO.ANTES DE LAS 12H

314	HSV 2 PCR	LCR		ENVÍO INMEDIATO A 4°C	C.HAYA. MICROBIOLOGÍA MOLECULAR	
315	I PTH = PTH INTACTA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
316	I.G.F. 1 = SOMATOMEDINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
317	IA2	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13.30
318	IAA = ANTICUER POS ANTIINSULINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13.30
319	IL-LÚPICO = INHIBIDOR LÚPICO	PLASMA CITRATADO	3.TUBOS DE PROTROMBINA.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON IL-LÚPICO	FRIO	CARLOS HAYA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
320	INFLUENZA A/B (PCR)	ASPIRADO NASOFARÍNGEO O ESCOBILLÓN	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
321	INHIBIDOR/ INHIBIDOR CUALITATIVO	PLASMA CITRATADO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TUBO ETIQUETA PEQUEÑA Y EN EL TAPÓN CORONA NARANJA , SIEMPRE QUE NO ESTÉ DENTRO DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE INHIBIDOR		H.M.I. COAGULACIÓN	DIARIO. 8-13:30

322	INHIBINA B	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
323	INMUNOELECTRO FORESIS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		C. HAYA INMUNOLOGÍA	DIARIO.8-13:30
324	INMUNOELECTRO FORESIS= ELF= BENICE-JONES	ORINA	10 ML. U ORINA DE 24 H. IDENTIFICAR EL TUBO CÓNICO CON UNA PEGATINA PEQUEÑA Y ROTULAR COMO AISLADA O JONES. ANOTAR DIURESIS SI LA TRAE		C. HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.8-13:30
325	INMUNOFENOTIPO	PLASMA EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN INMUNOFENOTIPO		C.HAYA HEMATOLOGÍA	DIARIO.8-13:30
326	INSULINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
327	INSULINA PECTIDO C (SOG 75G)	SE EXTRAER EN HORMONAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				

328	INVRS-16	PLASMA EDTA	3 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR HEMATOLO GÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
329	ISOHEMOAGLUTI NINAS	PLASMA EDTA	WINTROBER Y TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I BANCO SANGRE	DIARIO.8-13:30
		SUERO				
330	ISOLEUCINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
331	ISOLEUCINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
332	JAK - 2	PLASMA EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN B.M		C. HAYA.BIOLO GÍA MOLECU LAR. HEMATOLO GÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
333	JC POLIOMAVIRUS	PLASMA EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN JC	ENVÍO INMEDIATO A 4°C	C.HAYA. MICROBIOLO GÍA MOLECULAR	DIARIO. ANTES DE LAS 12H

334	JC POLIOMAVIRUS	ORINA	10ML.	ENVÍO INMEDIATO A 4°C	C.HAYA. MICROBIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
335	JC POLIOMAVIRUS	LCR		ENVÍO INMEDIATO A 4°C	C.HAYA. MICROBIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
336	LACTATO (LÁCTICO)	SANGRE CON FLUORURO	TUBO 2CC DE TAPÓN GRIS O CAPILAR DE GASOMETRÍA O JERINGA CON HEPARINA ESTABILIZADA		H.M.I BIOQUÍMICA (sólo cuando vaya en tubo de tapón gris)	DIARIO.8-13:30 Y 24 horas
		CAPILAR DE GASOMETRÍA				
337	LEGIONELLA PNEUMOPHILA (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON LEGIONELLA PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
		ASPIRADO NASOFARÍNGEO O ESCOBILLÓN				
		ORINA				

338	LEISHMANIA SP (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON LEISHMANIA PCR	ES IMPRESINDI BLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
		MEDULA OSEA				
339	LEPTINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR SE INDICARÁ EL PESO, LA TALLA , EDAD Y SEXO	REFRIGE RADA	HORMONAS	DIARIO.8-13:30H
340	LEUCINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGE RADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
341	LEUCINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGE RADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
342	LISINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGE RADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
343	LISINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGE RADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
344	LISOZIMA SÉRICA		DESCATALOGADO			
345	LISMANIA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		BACTERIO LOGÍA. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
346	LITIO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO. 8-13:30

347	LITIO. PLENUR. LI	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
348	MACROPRO LACTINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
349	M. G. G.	PLASMA EDTA	WINTROBE		H.M.I CITOQUÍMICA	DIARIO. 8.13:30
350	M. TUBERCULOSIS (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE TUBERCULOSIS PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8.13:30
		LAVADO BRONCOALVEOLAR, JUGO GÁSTRICO, LCR, ESPUTO				
		ORINA	10 ML.			

351	MANTOUX	INTRADERMORREACCIÓN 0,10 C.C.	LECTURA A LAS 72 HORAS. EL NOMBRE DEL PACIENTE, CON LA CLAVE Y EL RESULTADO SE PASA A BACTERIOLOGÍA.		H.M.I	PONER LOS LUNES, MARTES Y VIERNES
352	MANTOUX (BOSTER)	INTRADERMORREACCIÓN 0,10 C.C.	LECTURA A LAS 72 HORAS. EL NOMBRE DEL PACIENTE, CON LA CLAVE Y EL RESULTADO SE PASA A BACTERIOLOGÍA. SI LA LECTURA DEL MANTOUX ES (-). SE REPETIRÁ A LA SEMANA DE LA LECTURA O A LOS 10 DÍAS DE LA PUESTA.		H.M.I	PONER LOS LUNES, MARTES Y VIERNES
353	MARCADOR OSEO (Comprende varias determinaciones del protocolo 360)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOMATIZACIÓN	DIARIO. 8-13:30
354	MERCURIO	EDTA TUBOS ESPECIALES	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN MERCURIO.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA. PREVA CITA	DIARIO.8-13:30
355	METANEFRINA	ORINA	FRASCO DE ORINA ACIDIFICADA DE 24 HORAS		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
356	METIL TETRAHIDRO FOLATO REDUCTASA = GEN MTHFR MUTACIÓN (677T)	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN B.M	REFRIGERADO	BIOLOGÍA MOLECULAR. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13.30

357	METIONINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
358	METIONINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
359	METOTREXATE. METOTREXATO LEDERLE. MTX	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS		H.M.I	DIARIO.8-13:30
360	METROTExATE	SUERO	TUBO 5 ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS.		H.M.I BIOQUÍMICA	DIARIO.8-13:30
361	MICOFELONATO = MICOFENÓLICO	EDTA	WINTROBE. PONER EN TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON MICOFELONATO		C.HAYA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
362	MICOPLASMA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I SEROLOGÍA	DIARIO.8-13.30
363	MICOPLASMA (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE MICOPLASMA PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30
		ASPIRADO NASOFARÍNGEO O ESCOBILLÓN, PULMÓN				
364	MICROFILARIA	EDTA			H.M.I BACTERIOLOGÍA	DIARIO.8-13.30

365	MLL-AF4(INV 4,11)	EDTA	3 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR. HEMATOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
366	MTHFR (C677T)	EDTA	WINTROBE. PONER EN TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR HEMATOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H.
367	MUSK =AC. ANTITIROFINA QUINASA MÚSCULO ESPECÍFICA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
368	MUTACIÓN GEN 20210	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR	DIARIO. ANTES DE LAS 12H.
369	MUTACIÓN V 167 F DEL GEN JAK 2	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN MUTACION V 167 F		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR. HEMATOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
370	NBT TEST DE FAGOCITOSIS	PLASMA CON HEPARINA DE LITIO	TUBO 4CC/9CC.TAPÓN VERDE (HEPARINA DE LITIO)		CARLOS HAYA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H.

371	OPIACEOS	ORINA	TUBO AL VACIO 10,5CC TAPÓN AMARILLO		H.M.I URGENCIAS. TELF. 902443	24HORAS
372	ORINA LOWENSTEIN	ORINA	PRIMERA ORINA DE LA MAÑANA TARROS DE 100 ML. NO SIRVE LOS TUBOS DE 10 M.L., NI ORINA DE 24 HORAS		H.M.I BACTERIO LOGÍA	DIARIO
373	ORNITINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
374	ORNITINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
375	OROSOMUCOIDE	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
376	OSMOLARIDAD	ORINA	FRASCO DE ORINA		H.M.I	DIARIO.8-13:30
377	OSMOLARIDAD	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
378	P.D.F. o DÍMERO-D	PLASMA CITRATA DO	1 TUBO DE PROTOMBINA		H.M.I URGENCIAS TELF. 902443	24 HORAS
379	P.K.	MANDAR CONSUL TA 18				
380	P:P (POLIPÉPTIDO PANCREÁTICO)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	CONGELADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
	PAI-1	PLASMA CITRATA DO	2.TUBOS DE PROTROMBINA.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO PAI	REFRIGERA DA	CARLOS HAYA	ANTES DE LAS 12:00 H

381	PALUDISMO	EDTA	WINTROBE		H.M.I BACTERIOLOGÍA	DIARIO.8-13:30
382	PANCA = ANCA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMUNIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8_13:30
383	PAPILOMA VIRUS HPV	VAGINAL, ANAL, BUCAL	TORUNDA SECA. IDENTIFICAR CON NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE	MANTENER EN NEVERA, SE PUEDE CONGELAR A -40°C	CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.8-13:30
384	PARAINFLUENZA 1,2,3 (PCR)	ASPIRADO NASO FARÍNGEO O ESCOBILLÓN	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
385	PARAMIXOVIRUS (PAPERAS) (PCR)	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN PARAMIXOVIRUS PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
		ASPIRADO NASOFARÍNGEO O ESCOBILLÓN, LCR				
386	PARASITACIÓN PLASMODIUM FALCIFORM	SANGRE CAPILAR	EXTENSIÓN DIRECTA DEL DEDO SOBRE PORTA		H.M.I BACTERIOLOGÍA	DIARIO.8-13:30

387	PARATHORMONA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
388	PARVOVIRUS B19 (PCR)	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN PARVOVIRUS PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
		LCR, MEDULA ÓSEA				
389	PAUL BUNNEL	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. CITOQUÍMICA	DIARIO.8-13:30
390	PCR HEP C= TMA VHC=RNA VHC	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN DE TMA		CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
	PCR-DNA HIV	EDTA	WINTROBE. PONER EN TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON TRIPANOSOMA CRUZI. ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
391	PCR:TRIPANOSOMA CRUZI	EDTA	WINTROBE. PONER EN TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON TRIPANOSOMA CRUZI. ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE		ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

392	PCR: VHB CARGA VIRAL	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		CARLOS HAYA INMUNOLOGÍA	DIARIO. 8-13:30
393	PCR:VHTL 1 Y 2	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON VHTL 1 Y 2		ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
394	PEPTIDO C	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
395	PEPTIDO C CITRULINADO	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
396	PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO VIP	SANGRE CON EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCION VIP (tubo refrigerado antes de la extracción) AVISAR ANTES AL FACULTATIVO DE INMUNOQUÍMICA	METER EN HIELO INMEDIATA MENTE TRAS EXTRACCIÓN CENTRIFUGAR A 4°C. SEPARAR EL PLASMA Y CONGELARLO INMEDIÁTA MENTE	ENTIDAD AJENA.	DIARIO.8-13:30
397	PFA (FUNCIÓN PLAQUETARIA)	PLASMA CITRATADO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TUBO ETIQUETA PEQUEÑA Y EN EL TAPÓN CORONA NARANJA , SIEMPRE QUE NO ESTÉ DENTRO DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE PFA	NO CENTRIFUGAR	H.M.I. COAGULACIÓN	DIARIO.8-13:30

	PFA 100 (FUNCIÓN PLAQUETARIA) Col/EPI y Col/ ADP	PLASMA CITRATADO	3 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TUBO ETIQUETA PEQUEÑA Y EN EL TAPÓN CORONA NARANJA , SIEMPRE QUE NO ESTÉ DENTRO DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE PFA	NO CENTRIFUGAR	H.M.I. COAGULACIÓN	DIARIO.8-13:30
398	PIRUVATO	CON PERCLÓRICO + 1 ML DE SANGRE	TUBO CON TAPÓN ROJO SIN GEL SEPARADOR CON 2 ML. DE LA DILUCIÓN DE PERCLÓRICO. AGITARLO		BIOQUIMICA	DIARIO.8-13:30
399	PLASMIDIUM SP. (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE PLASMIDIUM PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
400	PLASMINOGENO. L2 ANTIPLASMINA	PLASMA CITRATADO	1 TUBO DE PROTOMBINA		H.M.I	DIARIO.8-13:30
401	PLOMO ORINA	ORINA	5 ml.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
402	PLOMO SANGRE	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR CON PLOMO	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

403	PML-RARA (INV 15,17)	EDTA	3 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECULAR. HEMATO LOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
404	PORFIRINA	ORINA	FRASCO DE ORINA DE 24HORAS RESERVADA DE LA LUZ		CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
405	PROCALCITONINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. URGENCIAS	24 HORAS
406	PROINSULINEMIA	PLASMA CON HEPARINA DE LITIO	TUBO 4CC/9CC.TAPÓN VERDE (HEPARINA DE LITIO).PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA		ENTIDAD AJENA.BAJO PETICIÓN ESPECIAL JEFE DE SERVICIO	DIARIO.8-13:30
407	PROLACTINA SERIADA				SOLO SE REALIZA EN HORMONAS	
408	PROLACTINAS 2,0 HIPERPROLACTI NEMIAS	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
409	PROLINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

410	PROLINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
411	PROTEINA C	PLASMA CITRATA DO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TUBO ETIQUETA PEQUEÑA Y EN EL TAPÓN CORONA NARANJA , SIEMPRE QUE NO ESTÉ DENTRO DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE PROTEÍNA C	REFRIGERA DA	H.M.I. COAGULA CIÓN	DIARIO.8-13:30
412	PROTEINA S	PLASMA CITRATA DO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TUBO ETIQUETA PEQUEÑA Y EN EL TAPÓN CORONA NARANJA , SIEMPRE QUE NO ESTÉ DENTRO DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE PROTEÍNA S	REFRIGERA DA	H.M.I COAGULA CIÓN	DIARIO.8-13:30
413	PROTEÍNA CATIONICA DE EOSINÓFILO (P.C.E = E.C.P)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
414	PROTEINA LIGADA AL RETINOL	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
415	PTH	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30

416	QUANTIFERON TB	SANGRE TOTAL	3 TUBOS ESPECIALES. 1ML EN CADA UNO Y AGITAR VIGOROSAMENTE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE Y PONER FECHA DE LA EXTRACCIÓN EN UN TUBO	NO REFRIGERADO. NO CENTRIFUGAR	CARLOS HAYA BACTERIOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12:00H. PARA ENVIAR A C.H. A PARTIR DE LAS 12.00 A BACTERIOLOGÍA HMI
417	QUIMERA	EDTA	1WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA.BIOLOGÍA MOLECULAR. HEMATOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
418	R.G.O. (FRAGILIDAD OSMÓTICA ERITROCITARIA)	PLASMA CON HEPARINA DE LITIO	TUBO 4CC/9CC TAPÓN VERDE (HEPARINA DE LITIO) PEDIR CITA EN CITOQUÍMICA 902335		H.M.I	ANTES DE LAS 9:30H
419	RAPAMICINA = SIRÓLIMUS	PLASMA CON EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN SIRÓLIMUS.		CARLOS HAYA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
420	REAGINICAS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
421	REM = CAPACITACIÓN DE SEMEN	SEMEN	FRASCO DE 100ML.TAPÓN ROJO.SE ENVIARÁ AL PACIENTE A LA SECCIÓN DE ORINA		H.M.I ORINA	DIARIO. 9-10:30H
422	RENINA	PLASMA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA FUCSIA E IDENTIFICAR CON RENINA	METER EN HIELO	HORMONAS	DIARIO.8-13:30

423	RESISTENCIA A LA PROTEINA "C"	PLASMA CITRATADO	3 TUBO DE PROTOMBINA. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN DE PROTEÍNA C		CARLOS HAYA COAGULACIÓN	DIARIO.ANTES DE LAS 10H
424	RESISTENCIA GENOTIPICA	EDTA	TUBO DE 7 CC CON GEL SEPARADOR .TAPÓN BLANCO. PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA		ENTIDAD AJENA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
425	RETICULOSITOSIS	SANGRE CON EDTA	WINTROBE		HMI	DIARIO.8-13:30
426	RGO O RESISTENCIA GLOBULAR OSMÓTICA	PLASMA CON DILUCCIÓN DE HEPARINA DE LITIO	TUBO 4CC/9CC TAPÓN VERDE (HEPARINA DE LITIO) PEDIR CITA EN CITOQUÍMICA 902335		H.M.I	DIARO.ANTES DE LAS 9:30H
427	RICHTTSIAS (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE RICHTTSIAS PCR	ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

428	RITMO CORTISOL	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
430	RITMO de P.R.L	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13.30H
431	RNA HCV O TMA	SUERO	TUBO DE 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN RNA HCV	REFRIGERAD O	CARLOS HAYA. INMUNOLO GÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 12H
432	RNP = ANTI-RNP	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		AUTOINMU NIDAD. CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
433	RPCa = RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C	PLASMA CITRATA DO	3 TUBOS DE PROTOMBINA. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN DE PROTEÍNA C		CARLOS HAYA. COAGULA CIÓN	DIARIO. ANTES DE LAS 10:OOH
434	RPR	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. BACTERIOLO GÍA	DIARIO.8-13:30

435	r-PTH	EDTA + 5000 KIU DE TRASYLOL	SACAR EN TUBO FRIO AVISAR ANTES AL FACULTATIVO DE INMUNOQUÍMICA	METER EN HIELO INMEDIATA MENTE TRAS EXTRACCIÓN CENTRIFUGAR A 4°C. SEPARAR EL PLASMA Y CONGELARLO INMEDIÁTA MENTE	AVISAR AL FACULTATI VO DE INMUNOQUÍ MICA	DIARIO.8-13:30
436	RUBEOLA (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE RUBEOLA PCR	ES IMPRESINDI BLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
437	S-100	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO. 8-13:30
438	SARAMPIÓN (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE RUBEOLA PCR	ES IMPRESINDI BLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO. 8-13:30
		ASPIRADO NASOFARÍ NGEO O ESCOBILL ÓN,LCR				

439	SCC	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
440	S-C-L- 70	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		CARLOS HAYA. AUTOINMUNIDAD	DIARIO.8-13:30
441	SCRINING 1º TRIMESTRE	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR. NO REALIZAR SI NO ESTÁ TOTALMENTE CUMPLIMENTADO EL VOLANTE		H.M.I BIOQUÍMICA	DIARIO.8-13:30
442	SECRECIÓN DE SOMATOTROPINA TRAS EJERCICIO	SE EXTRAER EN HORMONAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
443	SEMINOGRAMA + REM	SEMEN	FRASCO DE 100ML.TAPÓN ROJO.SE ENVIARÁ AL PACIENTE A LA SECCIÓN DE ORINA		H.M.I. ORINA	DIARIO. 10-10:30H
444	SERINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
445	SERINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
446	SEROTONINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30

447	SEROTONINA	ORINA	FRASCO DE ORINA DE 24H ACIDIFICADA		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
448	SEX HORMONE BINDING GLOBULIN	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
449	SHAGA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		SEROLOGÍA	DIARIO.8-13:30
450	SHBG O SEX HORMONE BINDING GLOBULIN	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
451	SHELL VIAL	ORINA	ORINA	CONGELAR SI NO SE ENVIA EN EL DÍA	CARLOS HAYA.MICRO BIOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
452	SIRÓLIMUS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN DE SIRÓLIMUS		CARLOS HAYA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
453	SOMATOMEDINA = IGF1	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
454	SOMATOSTATINA	EDTA + 5000 KIU DE TRASYLLOL	SACAR EN TUBO FRIO AVISAR ANTES AL FACULTATIVO DE INMUNOQUÍMICA	METER EN HIELO INMEDIATA MENTE TRAS EXTRACCIÓN CENTRIFUGAR A 4°C. SEPARAR EL PLASMA Y CONGELARLO INMEDIÁTA MENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

455	SUB UNIDAD α	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	AVISAR A FACULTATIVO	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
456	SUBCLASES= SUBTIPOS IgG e Ig A	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN DE SUBCLASES	METER EN HIELO	CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
457	SUBPOBLACIONES o CD4 LINFOCITOS	SANGRE CON EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN DE SUBPOBLACIONES. ADEMÁS LLEVA CÓDIGO DE BARRAS SIN LEYENDA. EL TUBO DEBE ESTAR PREVIAMENTE REFRIGERADO		CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO. ANTES DE LAS 10 H.
458	SUSTANCIA P	EDTA + 5000 KIU DE TRASYLOL	SACAR EN TUBO FRIO AVISAR AL FACULTATIVO DE INMUNOQUÍMICA	METER EN HIELO INMEDIATAMENTE TRAS EXTRACCIÓN CENTRIFUGAR A 4°C. SEPARAR EL PLASMA Y CONGELARLO INMEDIATAMENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

459	T. DE CAPTOPIL o FRENACIÓN DE CAPTOPRIL	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
460	T. DE CLORIDINA (H.G.H.)	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
461	T. DE DEXAMETASONA O TEST DE FRENACIÓN DE LARGA	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				

462	T. DE EJERCICIO G.H	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
463	T. DE HIPOGLUCEMIA INSULINICA	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
464	T. DE NUGET	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				

465	T. DE NUVACTHEN o frenación corta	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
466	T. DE PENTAGASTRINA. (CALCITONINA)	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
467	T. DE PROCRIN	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				

468	T. DE T.RH. O TIREGAN	SE EXTRAER EN HORMONAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
469	T.ASPERGILLUS	SE EXTRAER EN HORMONAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
470	TACROLIMUS	PLASMA CON EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE TACRÓLIMUS		LABORATORIO CARLOS HAYA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
471	TAURINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
472	TAURINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

473	TEL-AML1(INV 12,21)	EDTA	3 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON B.M		CARLOS HAYA. BIOLOGÍA MOLECU LAR. HEMATOLO GÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
474	TEST CAPACIDAD OXIDATIVA DE LOS NEUTROFILOS	SANGRE CON HEPARINA DE LITIO	TUBO 4CC/9CC TAPÓN VERDE (HEPARINA DE LITIO)		INMUNOLO GÍA .SE HACE CON CITA PREVIA EN INMUNOLO GÍA	
475	TEST DE AYUNO	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
476	TEST DE CLOMIFENO	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				

477	TEST DE CLONIDINA	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
478	TEST DE GLUCAGÓN I.V	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
479	TEST DE LUFORAN	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				

480	TEST DE NUGGENT (DEXAMETASONA P.O 23:00H- 1MG)	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
481	TEST DE NUVACTHEN	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
482	TEST DE PENTAGRASTINA	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				

483	TEST DE TRH	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
484	TEST HPN	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE		CARLOS HAYA. BANCO SANGRE	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
485	TEST RÁPIDO DE PALUDISMO	EDTA	1 WINTROBE+EXTENCIÓN DE SANGRE PERIFÉRICA DEL DEDO		H.M.I. BACTERIOLO GÍA	DIARIO.8-13:30
486	THIROGEN	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
487	TIOPURINA METIL- TRANSFERASA (TPMT)	SANGRE CON HEPARINA DE LITIO	TUBO DE 4CC/ 9CC PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE TIOPURINA	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
488	TIROGLOBULINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30

489	TIROSINA=AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
490	TIROSINA=AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
	TÍTULO INHIBIDOR	PLASMA CITRATADO	3? TUBOS DE PROTOMBINA. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCIÓN DE TÍTULO INHIBIDOR		CARLOS HAYA. COAGULACIÓN	?
491	TMA O RNA HCV	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR CON LA INSCRIPCION DE TMA		CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
492	TOBRAMICINA	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS		H.M.I. BIOQUÍMICA	DIARIO.8-13:30
493	TOXINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE	HECES	FRASCO DE 100 ML.TAPÓN ROJO	REFRIGERADA	BACTERIOLOGÍA	DIARIO.8-13:30
494	TOXOCARA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

495	TOXOPLASMA (PCR)	EDTA	1 WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE TOXOPLAMA PCR	ES IMPRESCINDI BLE ADJUNTAR P-10 CON ANAMNESIS DEL PACIENTE	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
		LCR, LÍQUIDO AMNIÓTI CO				
496	TP-INR	PLASMA CITRATA DO	1 TUBO DE PROTROMBINA		H.M.I	DIARIO.8-13:30
497	TPMT ACTIVIDAD TIAPURINICA METIL TRANSFERASA	SANGRE CON HEPARINA DE LITIO	TUBO DE 4CC/9CC CON TAPÓN VERDE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN TPMT o AC. TIAPURÍNICA	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
498	TPTA	PLASMA CITRATA DO	1 TUBO DE PROTROMBINA		H.M.I	DIARIO.8-13:30
499	TRAB - TSI	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
500	TRANSGLUTAMINA SA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I ORINA	DIARIO.8-13:30
501	TREONINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30

502	TREONINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
503	TREPONEMICAS	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I. SEROLOGÍA	DIARIO.8-13:30
504	TRH	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
505	TRIPANOSOMA CRUZI	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I BACTERIOLO GÍA	DIARIO 8-13:30
506	TRIPSINA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
507	TRIPTASA	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I	DIARIO.8-13:30
508	TRIPTÓFANO = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13.30

509	TRIPTÓFANO = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
510	TROMBOFILIAS	SUERO			CARLOS HAYA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
		PLASMA CITRATA DO				
		EDTA				
511	TROMBOPENIA. EXTRACCIÓN ALTERNATIVA	EDTA	1 WINTROBE. 1TUBO DE PROTROMBINA. TRAS EXTRACCIÓN ENVIAR INMEDIATAMENTE A HEMATOLOGÍA		H.M.I	DIARIO.8-13:30
PLASMA CITRATA DO						
512	TROPONINA	SUERO	TUBO 4CC CON GEL SEPARADOR		H.M.I URGENCIAS	DIARIO
513	TSI	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30

514	TYROGEN	SE EXTRAE EN HORMO NAS H. CIVIL PREVIA CITA TF 951290212 O 900212				
	UROPORFIRINA	ORINA	FRASCO DE ORINA DE 24HORAS RESERVADA DE LA LUZ		CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
515	VALINA = AMINOÁCIDOS	EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN AMINOACIDOS	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
516	VALINA = AMINOÁCIDOS	ORINA	10ML.	REFRIGERA DA	ENTIDAD AJENA	DIARIO.8-13:30
517	VALPROATO SÓDICO	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS		H.M.I	DIARIO.8-13:30
518	VANCOMICINA. VM	SUERO	TUBO 5ML.TAPÓN TRANSPARENTE BLANCO.IDENTIFICAR CON CÓDIGO DE BARRAS		H.M.I	DIARIO.8-13:30

	V. III c	PLASMA CITRATADO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TUBO ETIQUETA PEQUEÑA Y EN EL TAPÓN CORONA NARANJA , SIEMPRE QUE NO ESTÉ DENTRO DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE V III c	NO CENTRIFUGAR	H.M.I. COAGULACIÓN	DIARIO.8-13:30
519	VIP (PÉPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO)	SANGRE CON EDTA	WINTROBE.PONER EN EL TAPÓN CORONA NARANJA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN VIP (tubo refrigerado antes de la extracción) AVISAR ANTES AL FACULTATIVO DE INMUNOQUÍMICA	METER EN HIELO INMEDIAMENTE TRAS EXTRACCIÓN CENTRIFUGAR A 4°C. SEPARAR EL PLASMA Y CONGELARLO INMEDIÁTAMENTE	ENTIDAD AJENA.	DIARIO.8-13:30
520	VIRUS C R.N.A.	EDTA	WINTROBE. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN VIRUS C. RNA		CARLOS HAYA. INMUNOLOGÍA	DIARIO.ANTES DE LAS 12H
521	VIT D2	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
522	VIT D3	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR		HORMONAS	DIARIO.8-13:30
523	VITAMINA D (ES LA D3)	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	HORMONAS	DIARIO.8-13:30
524	VITAMINA D 3 1.25 OH	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERADA	HORMONAS	DIARIO.8-13:30

525	VITAMINA D3 25-OH Coleciferol	SUERO	TUBO 4CC/8CC CON GEL SEPARADOR	REFRIGERA DA	HORMONAS	DIARIO.8-13:30
526	VITAMINAS A Y E	SUERO	TUBO 4CC. PONER EN EL TAPÓN CORONA VERDE E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE VIT A	REFRIGERA DA (protegida de la luz). CENTRIFUGAR Y ENVIAR EN HIELO. SI NO ES POSIBLE ENVIAR EN EL DÍA , SE CONGELA Y SE ENVIA CON NIEVE CARBÓNICA	CARLOS HAYA	DIARIO.8-13:30
	V.W.Ag	PLASMA CITRATA DO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TUBO ETIQUETA PEQUEÑA Y EN EL TAPÓN CORONA NARANJA , SIEMPRE QUE NO ESTÉ DENTRO DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE V.W.Ag	NO CENTRIFUGAR	H.M.I. COAGULA CIÓN	DIARIO.8-13:30

	V.W.R. Co	PLASMA CITRATADO	1 TUBO DE PROTOMBINA.PONER EN EL TUBO ETIQUETA PEQUEÑA Y EN EL TAPÓN CORONA NARANJA , SIEMPRE QUE NO ESTÉ DENTRO DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA E IDENTIFICAR EL TUBO CON LA INSCRIPCIÓN DE V.W.R. Co	NO CENTRIFUGAR	H.M.I. COAGULACIÓN	DIARIO.8-13:30
527	ZHIEL	ORINA	FRASCO DE ORINA DE 100ML. NO VALE EL TUBO CÓNICO		H.M.I BACTERIOLOGÍA	DIARIO.8-13:30
LAS VÍSPERAS DE SÁBADOS O FESTIVOS HAY QUE REALIZAR LOS ENVÍOS EN EL DÍA, NO DEJAR NADA PARA EL DÍA SIGUIENTE						
	Depositario		Firma del depositario		Nombre del Depositario	
	Servicio del Laboratorio Jefe de Servicio				Dr.Vidal Perez Valero	
	Supervisión de Enfermería				D. Rafael Infantes	
	Sección de Trabajo				Sala de Extracciones	