



DESECHO SEGURO DE MATERIAL PUNZO CORTANTE

1º Desconectar la parte Punzo-Cortante del dispositivo e introducirla en el contenedor AMARILLO



- Usar las ranuras para desconectar
- Los dispositivos punzo cortantes de una sola pieza se desecharán enteros
- No tirar las JERINGAS en este contenedor



2º Desechar el resto del dispositivo como residuo sanitario asimilable a urbano (CONTENEDOR CON BOLSA MARRON)



3º Cerrar el contenedor



NUNCA rebasar el **80 %** de capacidad del contenedor

